



# MORVABON

شرکت مروابن

پودر پروفی - مور

• سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی

ISO 13485 از US cert تحت نظارت IAS

• سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

• سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015

• سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007

• سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014

• سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان

ISO 10004-2012



سازمان غذا و دارو IFDA

اداره کل نظارت و ارزیابی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

شماره پروانه ساخت

IMD: 98923706

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز،

بلوک C، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۴۳۸ فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۶۹۰۸۸۱۹

ایمیل: info@morvabon.com

آدرس کارخانه: تهران، ۲۰ کیلومتری جاده دماوند، پارک علم

و فناوری پردیس، ساختمان سراج،

طبقه دوم، واحد ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۹

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۷۶۲۵۱۷۰۲۰ فکس: ۰۰۹۸۲۱۷۶۴۸۱۴۵۷+

# پودر پروفی - مور

## سدیم بیکربنات جهت برداشتن پلاک سطح

پودر ایرفلو به طور موثر سطح دندان را تمیز می‌کند و به حفره‌های عمیق، شکاف‌ها و نواحی بین پروگزیمال نفوذ می‌کند. لکه‌های قوی به طور کامل و ملایم که در اثر مواد دود زاء، چای و مواد رنگی ایجاد شده اند، پاک می‌شوند.

### ترکیبات:

سدیم هیدروژن کربنات

### کاربرد:

- ◀ برداشتن پلاک و استتین جهت تعیین رنگ دندان پیش از استفاده از ساین، فلوراید تراپی و بلیچینگ
- ◀ آماده سازی سطح دندان قبل از باند/سمان کردن اینله، انله، کروان، ونیر و ترمیم های کامپوزیتی
- ◀ پاک سازی سطح دندان پیش از چسباندن براکت های ارتودونسی

### احتیاط:

- ◀ قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- ◀ استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- ◀ هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ◀ از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمائید.
- ◀ از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- ◀ در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود. در صورت بلعیدن، مفدار فراوانی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- ◀ این محصول را تزریق نکنید.
- ◀ فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.

## هشدار:

- ◀ در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ◀ بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید

## دستورالعمل استفاده:

- ◀ این پودر در مخزن دستگاه ایرفلوریخته شده و استفاده می‌گردد.

## موارد منع مصرف:

- ◀ این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیماران خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

 جاوی دستورالعمل استفاده	 نشان دهنده کد سری ساخت محصول	 نشان دهنده کد محصول	 نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	 محصول باید دور از منبع نور نگهداری گردد
 عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	 نشان دهنده مشخصات کارخانه تولید کننده	 محصول استریل نبوده و نیاز به استریل شدن ندارد	 این محصول فقط برای اشخاص متخصص قابل استفاده می‌باشد	 محصول باید از رطوبت دور نگهداری گردد



# MORVABON

MORVABON Co.

Prophy-mor Quick paste

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS
- Iso 9001: 2015, Tuv certification
- Iso 14001: 2015, Tuv certification
- Iso 18001: 2007, Tuv certification
- Iso 10002: 2014, Tuv certification
- Iso 10004: 2012, Tuv certification

MEDICAL  
EQUIPMENT  
DEPARTMENT



IFDA

Production  
License No.  
14776460  
IMD: 98923706



manufacturer

Pardis Morvabon Pharmed Co.:

Head Office: Unit 154, 7nd floor, c block,  
Borjsaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran

Tel: 0098 21 6658 1438

Fax: 0098 21 6690 8819

Factory: Unit 1 5,136,139, 2nd floor, Seraj Bd.,  
20thkm of Damavand Rd., Tehran, Iran

Tel: 0098 21

Fax: 0098 21

### warning:

- ▶ Keep out of reach of children.
- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Store in the original container and kept.
- ▶ at room temperature.
- ▶ Protect from direct sunlight.













### Direction to use:

- ▶ For using this paste, take a sufficient amount paste put on the tooth.
- ▶ The operation of the brushing should be done first with a little round and then with a high round.
- ▶ For interception contamination paste, close the door after use it, To restore the dough Removed avoid inside the dish.
- ▶ Throughout the procedure should be avoid excessive dilution and swallowing of the tooth surface. Saliva evacuation is recommended to avoid
- ▶ excessive dilution and swallowing of the paste. This dough does not need to be diluted with cold
- ▶ water or serum.

### Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance

### Available packaging: 150 grams

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates that the medical device can cause discomfort and reddening, irritation, or blistering of the skin	 Indicates the Temperature Limit

# Prophy-Mor quick

Contain of micro & nano silica

**For Scrubbing curing, contains fluoride ions**

## **Ingredients:**

sodium fluoride, Soft and rough mineral silicate, pumice (micro and macro), glycerin, Nano and micro Silica, food colour additives.

## **Intended use:**

- ▶ Anti plaque, cleaner and containing Anticavity substances.
- ▶ Polishing suitable for teeth surface.
- ▶ Picked up and remove stains.

## **Advantage:**

- ▶ Easy usage by brushing the teeth
- ▶ Suitable adhesion for tooth placement during brushing
- ▶ Effective Scrubbing at the micro and Nano surface without damaging the gum and tooth
- ▶ Reducing microorganism of the mouth
- ▶ Helper as anti-decay (Containing fluoride ion)
- ▶ Having a major role for preventing gum of inflammations and gum of bleeding and gum disease caused by tooth plaque.

## **Precautions:**

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with **Prophy-mor Quick**.
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using **Prophy-mor Quick**.
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water.
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water.
- ▶ Do not induce vomiting. Seek medical advice.
- ▶ DO NOT inject this product.
- ▶ For dental use only.